

MASCARILLA QUIRÚRGICA

TIPO IIR / NIVEL 2 HEALTHPRO

Descripción

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR/ Nivel 2 Healthpro con 3 pliegues, descartable, elaborada con dos capas de tela de polipropileno no tejido con aditivo AB antibacterial y antiviral, y un filtro con eficiencia de filtración bacteriana superior al 98%, con elástico de sujeción termo fijado, fabricado en nylon/spandex suave y confortable en ambos lados y moldura nasal, destinada a minimizar los contactos infecciosos. Cubre la boca y la nariz proporcionando una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos entre el usuario y el ambiente.

Se caracteriza por brindar buena respirabilidad, presentar alta resistencia a la filtración bacteriana, es hipoalergénica, de baja inflamabilidad, libre de fibra de vidrio, repelente a líquidos, resistente a salpicaduras, no se deshilacha, sin presencia de pelusas, no citotóxica, no genera irritación ni sensibilización.

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015.

Vida útil

5 años desde la fecha de manufactura.

Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

Embalaje

- Envase: 50 unidades/caja dispensadora.
- Embalaje: 40 cajas dispensadoras/caja.

Usos

Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Industrias Farmacéuticas y Alimentarias, Agroindustrias, Veterinarias y otras industrias que lo requieran.



Material: Polipropileno no tejido, filtro y moldura nasal ergonómica plastificada y flexible.

Color: Blanco.

Talla: Estándar.

País de Origen: Perú.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

Características físicas

Ancho (cm) \pm 0.5	9.5
Largo (cm) \pm 0.5	17.5
Largo del moldura nasal (cm) \pm 1.5	9
Gramaje filtro (g/m²) \pm 1	25
Gramaje PP Frontal (g/m²) \pm 2	20
Gramaje PP Posterior (g/m²) \pm 2	20
Peso (g) \pm 0.5	2.8

Importante

No intente usar mascarilla plana descartable como barrera contra sustancias químicas peligrosas. Las mascarillas no deben ser usadas cerca al fuego o cualquier otro material inflamable. Mantener alejado de la luz solar directa.

Certificaciones



Empresa Certificada con las Normas:
ISO 13485:2016 Gestión de la Calidad
en Dispositivos Médicos.
ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad.